



Produktdatenblatt/Gebrauchsanweisung Medizinische Gesichtsmaske



peppler mundschutz tom

708

Produktbeschreibung

Schutzbarriere zum Bedecken von Mund und Nase, um die direkte Übertragung infektiöser Keime zwischen Personal und Patient zu minimieren.

Latexfrei, nickelfrei, unsteril, 3-lagiges glasfaserfreies Filtermedium.

Wahlweise zum Binden oder mit Schlaufengummi.



Latexfrei

Verwendungszweck

Gem. Verordnung (EU) 2017/745:

Medizinprodukt der Klasse I



Gem. DIN EN 14683:

medizinische Gesichtsmaske Typ II



Schutzbarriere zum Bedecken von Mund und Nase,
nicht steril



Einmalprodukt

Normen

DIN EN 14683

VERTRIEB DURCH

Peppler GmbH
Marburger Str. 251
35396 Gießen

TELEFON

DE: 0641-952 05-99
AT: 01-470 17 06

WEB

www.peppler.de
www.peppler.at

Bakterieninfiltranz (BFE)

≥ 98 %

Material

Außen:	100% Polypropylen Vlies 30 g/m ²
Filtermaterial:	Melt-blown Vlies PP 25 g/m ²
Innen:	100% Polypropylen Vlies 20 g/m ²
Schlaufengummi:	Polyurethane
Band:	100% Polypropylen
Nasenbügel:	Polypropylen beschichtetes Eisen



Abmessungen

Maske:	Länge: 175 mm (± 5 %)
	Breite: 95 mm (± 5 %)
Band:	Länge: 400 mm (± 100 mm)
	Breite: 10 mm (± 2 mm)
Schlaufengummi:	Länge: 165 mm (± 5 mm)
	Breite: 4 mm (± 1 mm)
Nasenbügel:	Länge: ≥ 105 mm

Farbvarianten

blau, gelb, grün, hellgrün, lila, orange, rosa, weiß,
beach, flowers, stars grey, stars red

Inhalt pro Spenderbox (nach Gewicht)

50 Stück

Inhalt pro Transportkarton (nach Gewicht)

10 x 50 Stück

Lagerung

Kühl und trocken in der Originalverpackung lagern, keine übermäßige Hitze und Sonneneinstrahlung.
Lagerung bei 10-30°C.



Information und Kennzeichnung



Siehe Spenderbox.

Gebrauchsanweisung auf der Verpackung. Keine extra Begleitinformation.

VERTRIEB DURCH

Peppler GmbH
Marburger Str. 251
35396 Gießen

TELEFON

DE: 0641-952 05-99
AT: 01-470 17 06

WEB

www.peppler.de
www.peppler.at

Herstellungsland

China

Entsorgungshinweis



Entsprechend den gültigen Vorschriften entsorgen.

Information und Achtung



Bitte prüfen Sie den Mundschutz vor der Anwendung auf Tauglichkeit. Beschädigtes Produkt nicht verwenden.

Bei korrektem Tragen reduziert dieser Mundschutz die Exposition gegenüber Blut und Körperflüssigkeiten und minimiert die Kontamination des Patienten durch ausgeatmete Mikroorganismen.

Dieses Produkt ist keine Atemschutzmaske und verhindert nicht die Exposition gegenüber oder das Risiko von Krankheiten oder Infektionen.

Wenn eine Gefahr für die Atemwege vorliegt oder vermutet wird, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten.

Wechseln Sie sofort den Mundschutz und entsorgen ihn ordnungsgemäß, wenn der Mundschutz beschädigt oder mit Blut oder Körperflüssigkeiten kontaminiert ist.



Nur für die einmalige Verwendung bestimmt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unseren Qualitätsprodukten.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an!

Unsere MedizinprodukteberaterInnen helfen Ihnen gerne weiter.

DE: 0641-95205-99

AT: 01-47017-06

E-Mail: info@peppler.de



peppler.de

VERTRIEB DURCH

Peppler GmbH
Marburger Str. 251
35396 Gießen

TELEFON

DE: 0641-952 05-99
AT: 01-470 17 06

WEB

www.peppler.de
www.peppler.at