

## Art. 704FFP2K - FFP2-Atenschutzmaske - KINDER

Die EUROPAPA-FFP2 Atemschutz-Maske kann Sie und Ihre Umwelt vor schädlichen Aerosolen, Staub und gesundheitsschädlichen Partikel schützen. In Zeiten des Coronavirus SARS-CoV-2 kommen verschiedene Arten von Mundschutz zum Einsatz. Die Maske stellt dabei einen ausreichenden Schutz gegen das neuartige Coronavirus dar. Vorausgesetzt der Mundschutz wird korrekt, dicht auf Nase und Mund angelegt. Eng- anliegende Masken filtern auch kleine Partikel und Tröpfchen zuverlässig aus der Luft. Atemschutzmasken ohne Ventil verhindern außerdem, dass der Träger sein Umfeld mit ausgeatmeten Aerosolen kontaminiert.

### Technische Angaben:

- EN 149:2001+A1:2009
- PSA Kat III / (EU) 2016/425
- CE-Kennzeichnung: CE 2163
- FFP2 Level (ohne Ventil)
- Filterleistung:  $\geq 94\%$
- Farbe: weiß
- 5-lagig (Vlies, Melt-blown, Filterbaumwolle) / glasfaserfrei
- Ohrschlaufen (Nylon und Spandex) – Länge: ca. 16 cm / latexfrei
- verstellbarer Nasensteg (Polyethylen und Draht) – Länge: ca. 21 cm / Breite: ca. 5 mm / nickelfrei
- Schaumstoff-Dichtlippe (Polyurethan), 10 Stück enthalten – Dicke: ca. 1 mm
- Ohrschlaufenhaken, 10 Stück enthalten
- faltbar, flach
- hygienisch einzeln verpackt
- Größe: 13 cm x 9,3 cm



**Mindesthaltbarkeit:** 3 Jahre

### Gebrauchsanweisung:

- für den Einmalgebrauch
  - > **NR** (= non reusable = nicht wiederverwendbar)
- Maske nur mit sauberen, gereinigten Händen anfassen
- nur unbeschädigte Masken verwenden

### Lagerung:

- kühl und trocken lagern

### Entsorgung:

Bitte verschließen Sie die gebrauchte Maske in einer Plastiktüte und entsorgen Sie diese über den Müll entsprechend den örtlichen Auflagen. So stellen Sie sicher, dass Sie oder Dritte nicht infiziert werden.

