

peppler.de


REF 8500M

PROPHY**PEP**Polierkelch medi

Polierkelche zum Polieren von
Zahnoberflächen | weich | latexfrei

Drehzahlbereich: Max. 10.000 U/min. Nur von Fachpersonal zu verwenden. Vor Benutzung sterilisieren, autoklavieren bei 134 °C. Trocken bei Raumtemperatur lagern. Mit Winkelstückmandrell.

Inhalt: 24 Stück



PEPLER GMBH
Marburger Str. 251
35396 Gießen

TELEFON
DE: 0641-952 05-99
AT: 01-470 17 06

WEB
www.peppler.de
www.peppler.at

HERSTELLER
Prisman GmbH
Otto-Hahn-Ring 6-18
D-64653 Lorsch